


E 110

Tillbehör

för optimal placering av glasbägare från 250 till 600 ml.



- Passar för 10 glasbägare på 250-600 ml
- Utrustad med 10 x 3 hållarstavar
- Kan placeras i underkorg

EAN: 4002511115736 / Materialnummer: 03808390 / Gamla materialnummer: 69511001D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Tillbehör för glasbägare	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Ståltråd, plastöverdragen
Färg	Rostfritt stål, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Glasbägare [antal]	10
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	175
Ytermått, nettobredd i mm	230
Ytermått, nettodjup i mm	460
Ytermått, bruttohöjd i mm	250
Ytermått, bruttbredd i mm	230
Ytermått, bruttdjup i mm	505
Nettovikt i kg	0,83
Bruttovikt i kg	1,35