


E 111

Tillbehör

för optimal placering av glasbägare från 600 till 1000 ml.



- Passar för 8 glasbägare på 600-1000 ml
- Utrustad med 8 x 3 hållarstavar
- Kan placeras i underkorg

EAN: 4002511115743 / Materialnummer: 03808420 / Gamla materialnummer: 69511101D


Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
SlimLine-laboratoriediskmaskiner	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
Stora laboratoriediskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
SlimLine-laboratoriediskmaskin för industriell diskning	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Tillbehör för glasbägare	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Ståltråd, plastöverdragen
Färg	Rostfritt stål, Vit.
Kapacitet	
Glasbägare [antal]	8
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	205

E 111

Tillbehör

för optimal placering av glasbägare från 600 till 1000 ml.

EAN: 4002511115743 / Materialnummer: 03808420 / Gamla materialnummer: 69511101D



Yttermått, nettobredd i mm	230
Yttermått, nettodjup i mm	460
Yttermått, bruttohöjd i mm	230
Yttermått, bruttbredd i mm	250
Yttermått, bruttodjup i mm	480
Nettovikt i kg	0,96
Bruttovikt i kg	1,10