

E 124

Tillbehör

för optimal placering av infusionsflaskor. Ytmått 100 x 100 mm.



- 16 fack, ytmått: 100 x 100 mm (flaska), 48 x 48 mm (hals)
- Kan placeras i underkorg

EAN: 4002511115811 / Materialnummer: 03808500 /
Gamla materialnummer: 69512401D

| | |
|--|----------------|
| Produkttillhörighet | |
| Rengörings- diskdesinfektorer, medicin | • |
| Modelltillhörighet | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Produktkategori | |
| Tillbehör för diverse flaskor | • |
| Användningsområde | |
| Rengöring av OP-instrument | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Antal fack | 16 |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0-0 |
| Frekvens i Hz | 0-0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00-0,00 |
| Säkring i A | 0-0 |
| Mått och vikt | |
| Yttermått, nettohöjd i mm | 148 |
| Yttermått, nettobredd i mm | 460 |
| Yttermått, nettodjup i mm | 460 |
| Yttermått, bruttohöjd i mm | 170 |
| Yttermått, bruttbredd i mm | 480 |
| Yttermått, bruttodjup i mm | 480 |
| Nettovikt i kg | 1,44 |
| Bruttovikt i kg | 1,80 |