


E 125

Tillbehör

för optimal placering av infusionsflaskor. Ytmått 125 x 125 mm.



- 9 fack, ytmått: 125 x 125 mm (flaska), 55 x 55 mm (hals)
- Kan placeras i underkorg

EAN: 4002511115828 / Materialnummer: 03808510 / Gamla materialnummer: 69512501D

Produkttilhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltilhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Tillbehör för diverse flaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	9
Användningsområde	
Rengöring av OP-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	224
Ytermått, nettobredd i mm	460
Ytermått, nettodjup i mm	460
Ytermått, brutt höjd i mm	245
Ytermått, bruttbredd i mm	480
Ytermått, bruttdjup i mm	480
Nettovikt i kg	1,81
Bruttovikt i kg	2,56