


E 126

Tillbehör

för optimal placering av infusionsflaskor. Ytermått 45 x 45 mm.



- 48 fack, ytermått: 45 x 45 mm (flaska), 28 x 28 mm (hals)

EAN: 4002511115835 / Materialnummer: 03808520 / Gamla materialnummer: 69512601D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Tillbehör för diverse flaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	48
Användningsområde	
Rengöring av OP-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	83
Ytermått, nettobredd i mm	445
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, bruttohöjd i mm	160
Ytermått, bruttbredd i mm	475
Ytermått, bruttodjup i mm	475
Nettovikt i kg	1,92
Bruttovikt i kg	2,05