

E 128

Tillbehör

för optimal placering av infusionsflaskor. Ytmått 71 x 71 mm.



- 24 fack, ytmått: 71 x 71 mm (flaska), 46 x 46 mm (hals)

EAN: 4002511115859 / Materialnummer: 03808540 /

Gamla materialnummer: 69512801D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Tillbehör för diverse flaskor	•
Användningsområde	
Rengöring av OP-instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	24
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	103
Yttermått, nettobredd i mm	445
Yttermått, nettodjup i mm	445
Yttermått, bruttohöjd i mm	160
Yttermått, bruttbredd i mm	475
Yttermått, bruttodjup i mm	470
Nettovikt i kg	1,49
Bruttovikt i kg	1,95