

E 128

Tillbehör

för optimal placering av infusionsflaskor. Ytermått 71 x 71 mm.



- 24 fack, ytermått: 71 x 71 mm (flaska), 46 x 46 mm (hals)

EAN: 4002511115859 / Materialnummer: 03808540 / Gamla materialnummer: 69512801D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för diverse flaskor	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	24
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av OP-instrument	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	103
Ytermått, nettobredd i mm	445
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, bruttohöjd i mm	160
Ytermått, bruttbredd i mm	475
Ytermått, bruttodjup i mm	470
Nettovikt i kg	1,49
Bruttovikt i kg	1,95