

E 129

Tillbehör

för optimal placering av infusionsflaskor. Ytmått 84 x 84 mm.



- 20 fack, ytmått: 84 x 84 mm (flaska), 46 x 46 mm (hals)

EAN: 4002511115866 / Materialnummer: 03808550 / Gamla materialnummer: 69512901D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för diverse flaskor	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	20
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	113
Ytermått, nettobredd i mm	445
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, bruttohöjd i mm	480
Ytermått, bruttbredd i mm	480
Ytermått, bruttodjup i mm	130
Nettovikt i kg	1,41
Bruttovikt i kg	1,78