

E 135

Tillbehör

för optimal placering av 19 nappflaskor upp till 250 ml.



- Passar för 19 nappflaskor á 250 ml
- Passar för flaskor med storlek 56 x 56 mm, hals: 49 x 49 mm
- För överkorg A 102 och underkorg A 151

EAN: 4002511115903 / Materialnummer: 03808630 / Gamla materialnummer: 69513501D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Tillbehör för diverse flaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av nappflaskor	•
Kapacitet	
Nappflaskor [antal]	19
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	194
Ytermått, nettobredd i mm	192
Ytermått, nettodjup i mm	447
Ytermått, bruttohöjd i mm	465
Ytermått, bruttbredd i mm	195
Ytermått, bruttodjup i mm	205
Nettovikt i kg	1,93
Bruttovikt i kg	2,10