

E 135/1

Tillbehör

för optimal placering av 19 nappflaskor upp till 110 ml.



- Passar för 19 nappflaskor á 110 ml
- Passar för flaskor med storlek 51 x 51 mm, hals: 45 x 45 mm
- För överkorg A 102 och underkorg A 151

EAN: 4002511115910 / Materialnummer: 03808640 /

Gamla materialnummer: 69513502D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Tillbehör för diverse flaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av nappflaskor	•
Kapacitet	
Nappflaskor [antal]	19
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	135
Ytermått, nettobredd i mm	192
Ytermått, nettodjup i mm	447
Ytermått, brutt höjd i mm	195
Ytermått, bruttbredd i mm	205
Ytermått, bruttdjup i mm	465
Nettovikt i kg	2,02
Bruttovikt i kg	2,10