

E 135/2

Tillbehör

för optimal placering av 19 nappflaskor upp till 90 ml.



- Passar för 19 nappflaskor á 90 ml
- Passar för flaskor med storlek 51 x 51 mm, hals: 42 x 42 mm
- För överkorg A 102 och underkorg A 151

EAN: 4002511115927 / Materialnummer: 03808650 /

Gamla materialnummer: 69513503D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för diverse flaskor	•
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av nappflaskor	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Kapacitet</b>	
Nappflaskor [antal]	19
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	125
Ytermått, nettobredd i mm	192
Ytermått, nettodjup i mm	447
Ytermått, brutt höjd i mm	140
Ytermått, bruttbredd i mm	235
Ytermått, bruttdjup i mm	480
Nettovikt i kg	1,97
Bruttovikt i kg	2,10