

E 135/3

Tillbehör

för optimal placering av 19 nappflaskor upp till 120 ml.



- Passar för 19 nappflaskor á 120 ml
- Passar för flaskor med storlek 56 x 56 mm, hals: 49 x 49 mm
- För överkorg A 102 och underkorg A 151

EAN: 4002511115934 / Materialnummer: 03808670 /

Gamla materialnummer: 69513504D

| Produkttillhörighet | |
|--|----------------|
| Rengörings- diskdesinfektorer, medicin | • |
| Stora diskdesinfektorer, medicin | • |
| Modelltillhörighet | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Produktkategori | |
| Tillbehör för diverse flaskor | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Användningsområde | |
| Rengöring av nappflaskor | • |
| Kapacitet | |
| Nappflaskor [antal] | 19 |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0-0 |
| Frekvens i Hz | 0-0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00-0,00 |
| Säkring i A | 0-0 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 135 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 192 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 447 |
| Ytermått, brutt höjd i mm | 470 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 130 |
| Ytermått, bruttdjup i mm | 230 |
| Nettovikt i kg | 1,94 |
| Bruttovikt i kg | 2,00 |