


E 144

Tillbehör

för optimal placering av upp till 18 glasbägare.



- Passar för 18 glasbägare
- Utrustad med 18 x 3 hållarstavar
- Kan användas i över- och underkorg

EAN: 4002511115996 / Materialnummer: 03808710 /
Gamla materialnummer: 69514401D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Tillbehör för glasbägare	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Ståltråd, plastöverdragen
Färg	Rostfritt stål, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Glasbägare [antal]	18
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	131
Ytermått, nettobredd i mm	200
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, brutt höjd i mm	180
Ytermått, bruttbredd i mm	250
Ytermått, bruttdjup i mm	490
Nettovikt i kg	1,37
Bruttovikt i kg	1,38