

E 149

Tillbehör

för optimal placering av 80 reagensglas, 16 x 105 mm.



- Passar för 80 reagensglas upp till 16 x 105 mm
- Dessutom utrustad med ett lock
- 80 fack á 18 mm x 18 mm
- Maskvidd botten 8 x 8 mm

EAN: 4002511116016 / Materialnummer: 03808800 / Gamla materialnummer: 69514901D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Tillbehör för reagensglas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	80
Fackbredd i mm	18
Facklängd i mm	18
Användningsområde	
Rengöring av provrör	•
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	80
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	152
Ytermått, nettobredd i mm	200
Ytermått, nettodjup i mm	200
Ytermått, bruttohöjd i mm	170
Ytermått, bruttbredd i mm	250
Ytermått, bruttodjup i mm	250
Nettovikt i kg	1,03
Bruttovikt i kg	1,59