

E 350
 Insats
 för optimal placering av smalhalsade glas.



- Utrustad med 33 injektordysor

EAN: 4002511116184 / Materialnummer: 03809490 / Gamla materialnummer: 69535001D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vagnar för smalhalsade glas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av laborieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	33
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	160
Ytermått, nettobredd i mm	530
Ytermått, nettodjup i mm	517
Ytermått, bruttohöjd i mm	180
Ytermått, bruttbredd i mm	535
Ytermått, bruttdjup i mm	560
Nettovikt i kg	6,60
Bruttovikt i kg	7,81
Bipack	
E 351 Injektordysa Ø 4 mm, längd 160 mm [antal]	15
E 352 Injektordysa Ø 6 mm, längd 220 mm [antal]	18
E 353 Hållare för injektordysa E 351 [antal]	15
E 354 Hållare för injektordysa E 352 [antal]	18
Spoldysa för pulverdoseringsenhet [antal]	1