

E 351

Injektordysa

för optimal rengöring av diskgodset. Storlek 4 x 160 mm.

EAN: 4002511117075 / Materialnummer: 03809500 / Gamla materialnummer: 69735101D



- Passar för användning i en injektorvagn
- Kan kombineras med hållare E 353
- Ø 4 x 160 mm, fastskruvbar

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	160
Ytermått, nettobredd i mm	4
Ytermått, nettodjup i mm	4
Ytermått, brutt höjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Diameter i mm	4
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,02