

E 354

Spärr

höjdjusterbar, för optimal placering av laboratorieglass på dysan.



- Passar för injektordysa E 352
- Höjdjusterbar hållare
- Passar t.ex. för flaskor, E-kolvar och rundkolvar

EAN: 4002511117105 / Materialnummer: 03809540 /
Gamla materialnummer: 69735401D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Stålråd, plastöverdragen, Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	150
Ytermått, nettobredd i mm	70
Ytermått, nettodjup i mm	70
Ytermått, brutt höjd i mm	160
Ytermått, bruttbredd i mm	100
Ytermått, bruttdjup i mm	150
Nettovikt i kg	0,05
Bruttovikt i kg	0,05