

E 362

Blindskruv

för förslutning av skruvförband på insats för genomspolning.

EAN: 4002511117136 / Materialnummer: 03809630 / Gamla materialnummer: 69736201D



- Gänga M 8 x 1

| Produkttillhörighet | |
|---|----------------|
| Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium | • |
| Stora laboratoriediskmaskiner | • |
| Rengörings- diskdesinfektorer, medicin | • |
| Stora diskdesinfektorer, medicin | • |
| Modelltillhörighet | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Produktkategori | |
| Övriga tillbehör | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Användningsområde | |
| Rengöring av laboratorieglass | • |
| Rengöring av MIC-instrument | • |
| Rengöring av oftalmologiska instrument | • |
| Rengöring av robotinstrument | • |
| Rengöring av OP-instrument | • |
| Rengöring av ihålliga instrument | • |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00 |
| Säkring i A | 0 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 14 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 10 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 10 |
| Ytermått, bruttohöjd i mm | 120 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 120 |
| Ytermått, bruttdjup i mm | 170 |
| Diameter i mm | 10 |
| Nettovikt i kg | 0,00 |
| Bruttovikt i kg | 0,01 |