

E 362

Blindskruv

för förslutning av skruvförband på insats för genomspolning.



- Gänga M 8 x 1

EAN: 400251117136 / Materialnummer: 03809630 /

Gamla materialnummer: 69736201D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Mieles stora laboratoriediskmaskiner, Dental	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
Stora laboratoriediskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av robotinstrument	•

E 362

Blindskruv

för förslutning av skruvförband på insats för genomspolning.



EAN: 400251117136 / Materialnummer: 03809630 /

Gamla materialnummer: 69736201D

Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	14
Yttermått, nettobredd i mm	10
Yttermått, nettodjup i mm	10
Yttermått, brutthöjd i mm	120
Yttermått, bruttbredd i mm	120
Yttermått, bruttodjup i mm	170
Diameter i mm	10
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,01