

E 364
Tillbehör
för optimal placering av 36 dinappar.



- Passar för placering av 36 dinappar
- Utrustad med 36 fack á 44 mm x 44 mm
- Fäll- och låsbart lock

EAN: 4002511116290 / Materialnummer: 03809640 /
Gamla materialnummer: 69536401D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Användningsområde	
Rengöring av nappflaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	36
Fackbredd i mm	44
Facklängd i mm	44
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	77
Ytermått, nettobredd i mm	215
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, brutthöjd i mm	80
Ytermått, bruttbredd i mm	235
Ytermått, bruttdjup i mm	460
Nettovikt i kg	1,49
Bruttovikt i kg	1,92