


E 373

Tillbehör

för optimal placering av ÖNH-instrument.



- Maskvidd botten 3 mm, sidor 1,7 mm, lock 3 mm
- Utrustad med 28 vertikala hållarstavar
- Utrustad med 2 svängbara bärhandtag
- Kan användas i över- och underkorg

EAN: 4002511116405 / Materialnummer: 03809790 / Gamla materialnummer: 69537301D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Tillbehör för ÖNH-instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	55
Ytermått, nettobredd i mm	150
Ytermått, nettodjup i mm	225
Ytermått, brutt höjd i mm	80
Ytermått, bruttbredd i mm	170
Ytermått, bruttdjup i mm	240
Nettovikt i kg	0,66
Bruttovikt i kg	0,77