

E 380
 Insats
 för optimal placering av smalhalsade glas.



- Utrustad med 32 dysor och hållare
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- Hållaranordning för ML/2 för automatisk vagnigenkänning

EAN: 4002511116467 / Materialnummer: 03809880 / Gamla materialnummer: 69538001D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vagn med anslutning för varmluftstorkning	•
Vagnar för smalhalsade glas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av laborieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	32
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	502
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	517
Ytermått, brutt höjd i mm	545
Ytermått, bruttbredd i mm	160
Ytermått, bruttdjup i mm	530
Nettovikt i kg	7,90
Bruttovikt i kg	8,60
Bipack	
E 351 Injektordysa Ø 4 mm, längd 160 mm [antal]	14
E 352 Injektordysa Ø 6 mm, längd 220 mm [antal]	18
E 353 Hållare för injektordysa E 351 [antal]	14
E 354 Hållare för injektordysa E 352 [antal]	18
Spoldysa för pulverdoseringsenhet [antal]	1