

E 381

Insats

för optimal placering av intuberingsmaterial.



- 20 dysor Ø 4,0 x 30 mm, 5 dysor Ø 2,5 x 30 mm, ligger löst
- 6 x E 466 injektordysa för Rubensblåsa, Ø 8,0 x 333 mm
- 2 x E 431 injektordysa för veckad bälg, Ø 8,0 x 193 mm
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- Hållaranordning för ML/2 för igenkänning av vagn/spolarmkontroll

EAN: 4002511116474 / Materialnummer: 03809890 / Gamla materialnummer: 69538101D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vagnar för anesthesiinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av anesthesiinstrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	502
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	515
Ytermått, bruttohöjd i mm	540
Ytermått, bruttbredd i mm	530
Ytermått, bruttdjup i mm	500
Nettovikt i kg	6,80
Bruttovikt i kg	8,70