

E 385

Insats

för optimal placering av smalhalsade glas.



- Utrustad med 16 injektordysor
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- Hållaranordning för ML/2 för igenkänning av ins./ spolarmskontroll

EAN: 4002511116511 / Materialnummer: 03809930 / Gamla materialnummer: 69538501D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Vagn med anslutning för varmluftstorkning	•
Vagnar för smalhalsade glas	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laborieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsade glas [antal]	16
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	502
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	517
Ytermått, brutt höjd i mm	550
Ytermått, bruttbredd i mm	540
Ytermått, bruttdjup i mm	280
Nettovikt i kg	5,70
Bruttovikt i kg	6,70
<b>Bipack</b>	
E 351 Injektordysa Ø 4 mm, längd 160 mm [antal]	7
E 352 Injektordysa Ø 6 mm, längd 220 mm [antal]	9
E 353 Hållare för injektordysa E 351 [antal]	7
E 354 Hållare för injektordysa E 352 [antal]	9
Spoldysa för pulverdoseringseenhet [antal]	1