

E 406

Insats

för optimal placering av upp till 116 pipetter.



- Passar för 116 pipetter upp till 450 mm
- Ytstorlek 16 x 16 mm
- Kompletterad med hållarram med höjd 150 mm
- Utan hållaranordning för magnetlist för autom. insats-igenkänning

EAN: 4002511116665 / Materialnummer: 03810110 / Gamla materialnummer: 69540601D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vagnar för pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	116
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	502
Yttermått, nettobredd i mm	535
Yttermått, nettodjup i mm	517
Yttermått, bruttohöjd i mm	500
Yttermått, bruttbredd i mm	540
Yttermått, bruttdjup i mm	530
Nettovikt i kg	4,90
Bruttovikt i kg	6,90