

E 408

Insats

för optimal placering av upp till 96 pipetter.



- Passar för 96 pipetter upp till 450 mm
- Ytstorlek 16 x 16 mm
- Komplet med hållarram med höjd 150 mm
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning

EAN: 4002511116689 / Materialnummer: 03810130 / Gamla materialnummer: 69540801D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vagn med anslutning för varmluftstorkning	•
Vagnar för pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	96
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	502
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	517
Ytermått, brutt höjd i mm	540
Ytermått, bruttbredd i mm	530
Ytermått, bruttdjup i mm	500
Nettovikt i kg	5,50
Bruttovikt i kg	7,10