

E 414

Insats

för optimal placering av smalhalsade glas.



- Utrustad med 37 injektordysor
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- Hållaranordning för ML/2 för igenkänning av ins./ spolarmkontroll

EAN: 4002511116733 / Materialnummer: 03810190 / Gamla materialnummer: 69541401D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Vagn med anslutning för varmluftstorkning	•
Vagnar för smalhalsade glas	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglas	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsade glas [antal]	37
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	502
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	517
Ytermått, brutt höjd i mm	160
Ytermått, bruttbredd i mm	540
Ytermått, bruttdjup i mm	545
Nettovikt i kg	6,10
Bruttovikt i kg	7,10
<b>Bipack</b>	
ID 90, Injektordysa Ø 2,5 mm, längd 90 mm [antal]	4
ID 110, Injektordysa Ø 2,5 mm, längd 110 mm [antal]	3
ID 140, Injektordysa Ø 4 mm, längd 140 mm [antal]	5
ID 160, Injektordysa Ø 4 mm, längd 160 mm [antal]	5
ID 180, Injektordysa Ø 4 mm, längd 180 mm [antal]	5
ID 200, Injektordysa Ø 6 mm, längd 200 mm [antal]	5
ID 220, Injektordysa Ø 6 mm, längd 220 mm [antal]	5
ID 220, Injektordysa Ø 6 mm, längd 240 mm [antal]	5
Spoldysa för pulverdoseringseenhet [antal]	1