


ID 140

Injektordysa

med plaststöd, Ø 4 mm, längd 140 mm.



- Passar för vanliga injektorkorgar och -insatser
- Passar t.ex. för mätcylindrar, mätkolvar och reagensglas

EAN: 4002511116986 / Materialnummer: 03810340 / Gamla materialnummer: 69714001D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	55
Ytermått, nettobredd i mm	55
Ytermått, nettodjup i mm	140
Ytermått, bruttohöjd i mm	55
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttodjup i mm	145
Diameter i mm	4
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,02