


ID 180

Injektordysa

med plaststöd, Ø 4 mm, längd 180 mm.



- Passar för vanliga injektorkorgar och -insatser
- Passar t.ex. för mätcylindrar, mätkolvar och reagensglas

EAN: 4002511117006 / Materialnummer: 03810360 /

Gamla materialnummer: 69718001D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	55
Ytermått, nettobredd i mm	55
Ytermått, nettodjup i mm	180
Ytermått, brutt höjd i mm	60
Ytermått, bruttbredd i mm	60
Ytermått, bruttdjup i mm	180
Diameter i mm	4
Nettovikt i kg	0,02
Bruttovikt i kg	0,02