

E 118  
Tillbehör  
för optimal placering av petriskålar.



- Passar för 38 petriskålar med Ø 100 mm
- Utrustad med 38 hållare, höjd 70 mm, avstånd ca. 26 mm
- Kan placeras i överkorg

EAN: 400251115767 / Materialnummer: 03830270 / Gamla materialnummer: 69511801D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Tillbehör för petriskålar	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Petriskålar [antal]	38
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	120
Ytermått, nettobredd i mm	460
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, bruttohöjd i mm	160
Ytermått, bruttbredd i mm	480
Ytermått, bruttodjup i mm	480
Nettovikt i kg	1,54
Bruttovikt i kg	1,90