


E 136

Tillbehör

för optimal placering av 56 petriskålar.



- Passar för 56 petriskålar med Ø 100 mm
- Utrustad med 56 hållare á 70 mm höjd, avstånd ca 26 mm
- Kan placeras i underkorg
- Kapaciteten kan fördubblas med insatsen E 137

EAN: 4002511115941 / Materialnummer: 03830280 / Gamla materialnummer: 69513601D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Tillbehör för petriskålar	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Hållaravstånd i mm	26
Hållarhöjd i mm	70
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Petriskålar [antal]	56
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	485
Ytermått, nettobredd i mm	145
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, brutthöjd i mm	150
Ytermått, bruttbredd i mm	450
Ytermått, bruttdjup i mm	535
Nettovikt i kg	2,10
Bruttovikt i kg	2,50