

E 137

Tillbehör

för optimal placering av 56 petriskålar.



- Passar för 56 petriskålar med Ø 100 mm
- Utrustad med 56 hållare á 70 mm höjd, avstånd ca 26 mm
- Kan placeras i underkorg
- Kan sättas på insats E 136

EAN: 4002511115958 / Materialnummer: 03830290 /  
Gamla materialnummer: 69513701D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för petriskålar	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Hållaravstånd i mm	26
Hållarhöjd i mm	70
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglas	•
<b>Kapacitet</b>	
Petriskålar [antal]	56
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	485
Ytermått, nettobredd i mm	445
Ytermått, nettodjup i mm	95
Ytermått, bruttohöjd i mm	140
Ytermått, bruttbredd i mm	530
Ytermått, bruttdjup i mm	580
Nettovikt i kg	2,02

E 137

Tillbehör

för optimal placering av 56 petriskålar.

EAN: 4002511115958 / Materialnummer: 03830290 /

Gamla materialnummer: 69513701D

Bruttovikt i kg

3,45

