

E 142

Tillbehör

för placering av diverse instrument.



- 1 mm trådflätverk, 5 mm maskvidd, 5 mm runtgående ram
- Utrustad med 2 vikbara bärhandtag
- Max. belastning ligger på 10 kg

EAN: 4002511115972 / Materialnummer: 03830300 /

Gamla materialnummer: 69514201D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskmaskin, liten, dental	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Trådkorg	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av OP-instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	55
Ytermått, nettobredd i mm	255
Ytermått, nettodjup i mm	480
Ytermått, brutt höjd i mm	75
Ytermått, bruttbredd i mm	280

E 142

Tillbehör

för placering av diverse instrument.

EAN: 4002511115972 / Materialnummer: 03830300 /
Gamla materialnummer: 69514201D

Yttermått, bruttodjup i mm	515
----------------------------	-----

Nettovikt i kg	0,71
----------------	------

Bruttovikt i kg	0,86
-----------------	------

