

E 143

Tillbehör

för optimal placering av diverse instrument.



- 1 mm trådflätverk, 5 mm maskvidd, 5 mm runtgående ram
- Utrustad med 2 vikbara bärhandtag

EAN: 4002511115989 / Materialnummer: 03830310 / Gamla materialnummer: 69514301D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Trådkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	55
Ytermått, nettobredd i mm	255
Ytermått, nettodjup i mm	230
Ytermått, brutthöjd i mm	75
Ytermått, bruttbredd i mm	285
Ytermått, bruttdjup i mm	260
Nettovikt i kg	0,49
Bruttovikt i kg	0,70