

E 402

Tillbehör

för optimal placering av upp till 44 urglas.



- Passar för 44 urglas med Ø 80 – 125 mm
- Utrustad med 23 hållare, avstånd på 15 mm

EAN: 4002511116627 / Materialnummer: 03830420 /

Gamla materialnummer: 69540201D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Tillbehör för urglas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Hållaravstånd i mm	15
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Kapacitet	
Urglas [antal]	44
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	53
Ytermått, nettobredd i mm	200
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, brutthöjd i mm	80
Ytermått, bruttbredd i mm	220
Ytermått, bruttdjup i mm	450
Nettovikt i kg	0,92
Bruttovikt i kg	1,14