

E 403
Tillbehör
för optimal placering av upp till 105 urglas.



- Passar för 105 urglas med Ø 50 – 60 mm
- Utrustad med 36 hållare, avstånd på 9 mm

EAN: 4002511116634 / Materialnummer: 03830430 /
Gamla materialnummer: 69540301D

| | |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Produkttillhörighet | |
| Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium | • |
| Modelltillhörighet | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 7111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Produktkategori | |
| Tillbehör för urglas | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Hållaravstånd i mm | 9 |
| Användningsområde | |
| Rengöring av laboratorieglas | • |
| Kapacitet | |
| Urglas [antal] | 105 |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0-0 |
| Frekvens i Hz | 0-0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00-0,00 |
| Säkring i A | 0-0 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 35 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 200 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 445 |
| Ytermått, brutt höjd i mm | 75 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 510 |
| Ytermått, bruttdjup i mm | 280 |
| Nettovikt i kg | 1,32 |
| Bruttovikt i kg | 1,48 |