


A 2
Täcknät
för fixering av ömtåligt diskgoods.



- Passar för 1/2-insatser
- Plastöverdragen metallram med plastnät över
- Storlek: 216 x 456 mm

EAN: 4002511115590 / Materialnummer: 03830460 /
Gamla materialnummer: 69500201D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Täckskydd	•
Produktegenskaper	
Material	Ståltråd, plastöverdragen, Syntet
Färg	Grön, Vit., Svart
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av diverse objekt	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettobredd i mm	216
Ytermått, nettodjup i mm	456
Ytermått, brutt höjd i mm	20
Ytermått, bruttbredd i mm	230
Ytermått, bruttdjup i mm	465
Nettovikt i kg	0,38
Bruttovikt i kg	0,48