


A 3

Täcknät

för täckning av diskgodis i korgar.



- Plastöverdragen metallram med plastnät över
- Passar för 1/4-insatser
- 206 x 206 mm

EAN: 4002511115606 / Materialnummer: 03830470 / Gamla materialnummer: 69500301D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Täckskydd	•
Produktegenskaper	
Material	Ståltråd, plastöverdragen, Syntet
Färg	Grön, Vit., Svart
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av diverse objekt	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	206
Ytermått, nettodjup i mm	206
Ytermått, bruttohöjd i mm	10
Ytermått, bruttbredd i mm	210
Ytermått, bruttdjup i mm	200
Nettovikt i kg	0,30
Bruttovikt i kg	0,32