

AK 12
Tillbehör
för placering av diverse utrustning.



- Passar för t.ex. bröstmjölkspumpar, bågare & trattar

EAN: 4002511115620 / Materialnummer: 03830510 / Gamla materialnummer: 69501201D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategori	
Tillbehör för glasbågare	•
Tillbehör för vidhalsade glas	•
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av diverse objekt	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	122
Ytermått, nettobredd i mm	224
Ytermått, nettodjup i mm	434
Ytermått, brutt höjd i mm	123
Ytermått, bruttbredd i mm	315
Ytermått, bruttdjup i mm	505
Nettovikt i kg	0,74
Bruttovikt i kg	1,06