


O 187
Överkorg
för optimal placering av smalhalsade glas.



- Utrustad med 34 injektordysor
- Lastningshöjd 170 mm mm*
- Pulverdoserering är inte möjlig

* Beroende på laboratorieglasset kan maximal lastningshöjd vara mindre.

EAN: 4002511808881 / Materialnummer: 03881640 / Gamla materialnummer: 69118701D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Maximal lasthöjd i mm	170
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	34
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	250
Ytermått, nettobredd i mm	475
Ytermått, nettodjup i mm	531
Ytermått, brutt höjd i mm	270
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	5,60
Bruttovikt i kg	6,50
Bipack	
E 351 Injektordysa Ø 4 mm, längd 160 mm [antal]	34
E 353 Hållare för injektordysa E 351 [antal]	34