

E 416

Tillbehör

för optimal placering av 6 spekula i en eller två delar.



- Passar för placering av 6 spekula i en eller två delar
- 7 hållare med ett avstånd på 40 mm
- Kan användas i överkorg (bara med spekula i en del) och underkorg

EAN: 4002511803824 / Materialnummer: 03888650 / Gamla materialnummer: 69541601D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Insats för gynekologiska instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av GYN-instrument	•
Kapacitet	
GYN-spekula [antal]	6
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	157
Ytermått, nettobredd i mm	178
Ytermått, nettodjup i mm	279
Ytermått, brutt höjd i mm	210
Ytermått, bruttbredd i mm	200
Ytermått, bruttdjup i mm	365
Nettovikt i kg	0,69
Bruttovikt i kg	0,97