

MT  
transportvagnar  
för i- och urlastning av diskdesinfektorer.



- För lagring och transport av korgar och insatser
- Uppdelad på 4 plan som kan ställas om med 102,5 mm,
- Körbar, med 4 låsbara hjul
- Lastningsmått 549 x 599 mm

EAN: 4002511820005 / Materialnummer: 03893140 / Gamla materialnummer: 69200102D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Förvarings-/transportsystem	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1985
Ytermått, nettobredd i mm	662
Ytermått, nettodjup i mm	616
Ytermått, brutt höjd i mm	2030
Ytermått, bruttbredd i mm	680
Ytermått, bruttodjup i mm	680
Nettovikt i kg	23,00
Bruttovikt i kg	29,00