


A 14  
Täcknät  
för fixering av ömtåligt diskgodis.



- Lock av rostfritt stål
- 7 x 7 mm utstansning, 3 mm slå
- För insats AK 12

EAN: 4002511860995 / Materialnummer: 03981970 / Gamla materialnummer: 69745002D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Produktkategori</b>	
Lucka	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av diverse objekt	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	20
Ytermått, nettobredd i mm	210
Ytermått, nettodjup i mm	210
Ytermått, brutt höjd i mm	30
Ytermått, bruttbredd i mm	240
Ytermått, bruttdjup i mm	250
Nettovikt i kg	0,20
Bruttovikt i kg	0,29