

E 445

Hätta för spolhylsa

för optimal fixering av instrument vid användning av spolhylsan.



- 12 hättor för spolhylsa
- Öppning Ø 6 mm mm

EAN: 4002511908185 / Materialnummer: 04203850 /
Gamla materialnummer: 69744501D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Transparent
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Yttermått, bruttohöjd i mm	12
Yttermått, bruttbredd i mm	80
Yttermått, bruttodjup i mm	120
Diameter i mm	6
Nettovikt i kg	0,03
Bruttovikt i kg	0,03