

E 449

Adapter

för anslutning av Luer Lock-kopplingar av hontyp.



- För Luer Lock av hontyp, fastskruvbar

EAN: 4002511908482 / Materialnummer: 04203890 /
Gamla materialnummer: 69744901D

Produkttilhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltilhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	10
Ytermått, nettobredd i mm	10
Ytermått, nettodjup i mm	23
Ytermått, brutthöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Diameter i mm	10
Nettovikt i kg	0,00
Bruttovikt i kg	0,01