

E 451

Korg

för optimal placering av diverse instrument.



- Trådkorg med lock för smådelar
- Trådflätverk: 1 mm botten, 0,8 mm sidor, 1 mm lock
- Maskvidder: 3 mm botten, 1,7 mm sidor, 3 mm lock

EAN: 4002511908154 / Materialnummer: 04203910 / Gamla materialnummer: 69545101D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Trådkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av anesthesiinstrument	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	55
Ytermått, nettobredd i mm	160
Ytermått, nettodjup i mm	240
Ytermått, bruttohöjd i mm	75
Ytermått, bruttbredd i mm	165
Ytermått, bruttodjup i mm	245
Nettovikt i kg	0,79
Bruttovikt i kg	0,85