

E 453

Injektordysa

för optimal rengöring av diverse diskgoods.



- Utrustad med en hållarklämma
- Passar för injektorvagn, fastskruvbar

EAN: 4002511908505 / Materialnummer: 04203930 /

Gamla materialnummer: 69745301D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Yttermått, nettodjup i mm	110
Yttermått, bruttohöjd i mm	12
Yttermått, bruttbredd i mm	80
Yttermått, bruttodjup i mm	120
Diameter i mm	4
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,01