

E 454

Injektordysa

för optimal rengöring av diverse diskgoods, t.ex. trokarhylsor.



- Passar för trokarhylsor med Ø 10-15 mm, 8 x 150 mm
- Utrustad med en fjäder för höjjustering

EAN: 4002511908512 / Materialnummer: 04203940 / Gamla materialnummer: 69745401D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av ihålliga instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	150
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttodjup i mm	120
Diameter i mm	8
Nettovikt i kg	0,03
Bruttovikt i kg	0,04