

E 458
Tillbehör
för optimal placering av dinappar.



- Passar för 36 dinappar
- 36 fack á ?? x ??
- Utrustad med ett fäll- och låsbart lock

EAN: 4002511919358 / Materialnummer: 04235200 / Gamla materialnummer: 69545801D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	36
Användningsområde	
Rengöring av nappflaskor	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	63
Ytermått, nettobredd i mm	215
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, bruttohöjd i mm	450
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	220
Nettovikt i kg	1,50
Bruttovikt i kg	1,60