

E 471

Klämfjäder

för injektordysor med en Ø på 2,5 mm.



EAN: 4002512008464 / Materialnummer: 04451930 /

Gamla materialnummer: 69747101D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Användningsområde	
Rengöring av anestesiiinstrument	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Yttermått, bruttohöjd i mm	12
Yttermått, bruttbredd i mm	80
Yttermått, bruttdjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,00
Bruttovikt i kg	0,01